



المحترمين
المحترمين

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية
Compact Airway Gas Modules E-CO, E-COV, E-COVX, E-CAiO,
E-CAiOV and E-CAiOVX

المصنعة من شركة (GE Healthcare.) الأمريكية

نشكر تعاونكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل مصلحة المرضى، ونود إعلامكم بأن شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية قد أصدرت تحذيراً حول استخدام المنتجات المذكورة أعلاه، والمستخدم لتقديم التهوية المناسبة وقياس الغازات التي تعطى للمريض، وذلك بسبب وجود فشل في ضخ الغاز والذي قد يتسبب في عدم رصد مقدار الغاز في المجرى التنفسي، وفي حالة حدوث هذه المشكلة، سوف يظهر تنبيه على شاشة العرض يقول: " انخفاض تدفق الغاز " أو " يجب التحقق من مجرى الغاز." عندها يجب التحقق من مجرى الغاز وإذا لم تزول رسالة التنبيه يجب الإتصال بالشركة المصنعة لتصحيح المشكلة مجاناً. وتستخدم المنتجات المذكورة مع الأجهزة التالية:

(CARESCAPE Monitors B850 and B650, Avance and Aisys Anesthesia Carestations, Engstrom Respiratory Carestation, or S/5 Anesthesia and Critical Care Monitors.)

التشغيلات المعيبة تشمل الأرقام من **6704120** إلى **6778756**

علماً بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية بوزارة الصحة و لكن حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.

وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملئ الإستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على الموقع - <http://www.cpd-pharma.ae> ، أو الإتصال على العناوين التالية:

هاتف: 6117391 - 02 أو 6117642 - 02 أو فاكس 6313742-02 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص



- نسخة ل:
- سعادة / وكيل وزارة الصحة
 - سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
 - سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
 - سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبوظبي
 - سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
 - سعادة / مدير المكتب الطبي لوزارة شؤون الرئاسة
 - سعادة/ مديرية إدارة الدواء

مدير إدارة الدواء



المحترمين
المحترمين

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية

Neuromuscular Transmission Module Version 01 (E-NMT-01)
showing wrong values with the ElectroSensor

المصنعة من شركة (GE Healthcare.) الأمريكية

نشكر تعاونكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل مصلحة المرضى، ونود إعلامكم بأن شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية قد أصدرت تحذيراً بعدم استخدام المنتج المذكور أعلاه بالتزامن مع (ElectroSensor) كأجهزة (CARESCAPE™) أو (Datex- Ohmeda S/5 Anesthesia monitor)، لأنها تعطي قراءات خاطئة والتي قد تؤدي إلى إعطاء المريض جرعة غير كافية من مخدرات العضلات (muscle relaxants). ولكن يمكن استخدامها مع الأجهزة: (MechanoSensor) أو (Pediatric MechanoSensor). كما تؤكد الشركة المصنعة بأن هذه المشكلة لا توجد في جهاز (E-NMT-00).

وقد أفادتنا الشركة بأن هذه الأجهزة صنعت في شهر يناير 2013 وحتى يناير 2014.

يستخدم هذا المنتج كموصل بين الأعصاب والعضلات للقياس الكمي والتلقائي لإستجابة العضلات عند تحفيز الأعصاب. ستقوم الشركة المصنعة بالإتصال بمورديها لتصحيح المشكلة مجاناً.

علماً بأن هذا المنتج غير مسجل في إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية بوزارة الصحة و لكن حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجد لديكم.

وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملئ الإستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على الموقع <http://www.cpd-pharma.ae> ، أو الإتصال على العناوين التالية:

هاتف: 6117391 - 02 او 6117642 - 02 او فاكس 6313742 - 02 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص



- نسخة ل:
- سعادة / وكيل وزارة الصحة
 - سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
 - سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
 - سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
 - سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
 - سعادة / مدير المكتب الطبي بوزارة شؤون الرئاسة
 - سعادة/ منيرة إدارة الدواء

مدير إدارة الدواء