



التاريخ: ٢٠١٤ / ٤ / ١٤
الرقم: أبو ظبي / ٢٨٨

المحترمين
المحترمين

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية

Discovery MR450, Discovery MR750, Optima MR450w, Optima MR 450w
GEM, Discovery MR750w, and Discovery MR750w GEM products

المصنعة من شركة (GE Healthcare.) الأمريكية

نشكر تعاونكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل مصلحة المرضى، ونود إعلامكم بأن شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية قد أصدرت تحذيراً حول استخدام الأجهزة المذكورة أعلاه، والتي تستخدم كمواد للتصوير بالرنين المغناطيسي، وذلك لأن سلسلة أنابيب التوصيلات الكهروميكانيكية (Gradient coil electromechanical connections) قد تنفك مما يسبب الزيادة في المقاومة، وبالتالي قد تؤدي إلى الزيادة في الحرارة أثناء الفحص وتوليد دخان في غرفة الفحص ناتج عن ذوبان ل (Endbell). وعليه أوصت الشركة المصنعة بممارسي الرعاية الصحية التوقف عن استخدام الأجهزة المذكورة في حال كشف رائحة الدخان أو الزيادة في الحرارة والاتصال بمندوب الشركة لتصحيح المشكلة.

علماً بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية بوزارة الصحة و لكن حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.

وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملئ الإستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على الموقع - <http://www.cpd-pharma.ae> ، أو الاتصال على العناوين التالية:
هاتف: 6117391 - 02 أو 6117642 - 02 أو فاكس 6313742 - 02 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.

د. أمين حسين الأميري
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص



نسخة ل:

- سعادة / وكيل وزارة الصحة
- سعادة / وكيل وزارة البيئة والمياه
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
- سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة المحترم
- سعادة/ مديرية إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية

مدير إدارة إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية



التاريخ: ٢٠١٤ / ٤ / ٢٨
الرقم: ٢٨٧ / ١٠١٠

المحترمين
المحترمين

السادة الأفاضل / مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية
STERRAD 50, STERRAD 100NS and STERRAD NX Sterilization System
manufactured by Johnson & Johnson Middle East, Inc.
والوكيل المعتمد شركة Pharmatrade

إنطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة الجميع، و بالاشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن الشركة المصنعة قد أصدرت تحذيراً حول استخدام الأجهزة المذكورة أعلاه، والمستخدمه كمنتجات متطورة للتعقيم، وذلك لأنها قد تنتج روائح غير طبيعية أثناء استخدامها، قد تكون ناتجة من الزيت المستخدم في المضخة، وعليه توصي الشركة المصنعة جميع مستخدمي المنتجات أعلاه بترك الغرفة في حال ظهور روائح منها، وإبلاغ الوكيل حتى يقوم بإصلاحها. علماً بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية بوزارة الصحة و إنما حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.

وفي حال حدوث أي أعراض تضر صحة المستخدم يرجى إخطارنا بذلك ، أو الإتصال على العناوين التالية:
هاتف: 6117391 - 02 أو 6117642 - 02 أو فاكس: 6313742 - 02 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.

د. أمين حسين الأميري
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص



نسخة ل:

- سعادة / وكيل وزارة الصحة
- سعادة / وكيل وزارة البيئة والمياه
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبوظبي
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
- سعادة / مدير المكتب الطبي بوزارة شؤون الرئاسة المحترم
- سعادة/ مديرة إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية

مدير إدارة إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية