



التاريخ: 2015/8/13  
الرقم: 2015/1018/د

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية  
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة  
تحية طبية وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية  
Angiographic catheter  
للشركة المصنعة: Cook Inc. الأمريكية

نشكركم على تعاونكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل مصلحة المرضى، وبالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والشركة المصنعة قد قامت بسحب المنتج المذكور اعلاه، والمستخدم كقسطرة في تشخيص انسداد أو تضيق الأوعية الدموية، وذلك بسبب انقسام أو انفصال طرف القسطرة عند إجراء العمليات الجراحية، والذي يترتب عليه توقف الجهاز عن العمل وإمكانية دخول طرف القسطرة في مجرى دم المريض، مما يتسبب في حدوث إصابات خطيرة قد تؤدي إلى تدخل جراحي أو حتى الوفاة.

وللمزيد من المعلومات عن التحذير يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm457663.htm>

علما بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة وإنما حرصا منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجد لديكم. وفي حال حدوث أو ملاحظة أي علامات تخص سلامة المنتج يرجى الاتصال على الأرقام التالية: هاتف: 2301448 - 04 أو فاكس 2301947 - 04 أو البريد الإلكتروني: [pv@moh.gov.ae](mailto:pv@moh.gov.ae)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

د. أمين حسين الأميري  
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

صدر بديوان عام الوزارة/ دبي بتاريخ: 2015/8/13  
نسخة:



المحترم ،،  
المحترم ،،  
المحترم ،،  
المحترم ،،  
المحترم ،،  
المحترم ،،  
المحترم ،،  
المحترم ،،  
المحترم ،،  
المحترم ،،  
المحترم ،،  
المحترم ،،

• معالي / وزير الصحة  
• سعادة / وكيل وزارة الصحة  
• سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي  
• سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي  
• سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات  
• سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية  
• سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة  
• سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية  
• سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة  
• سعادة / مديرة إدارة الدواء