



التاريخ: ٢٠١٢ / ٤ / ١٦  
الرقم: ٤٥٠ / ١٥٠١

المحترمين  
السادة الإفاضل/ مدراء المناطق الطبية  
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة  
تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية

GemStar pump

من إنتاج شركة (Hospira Inc.) الأمريكية

إطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة الجميع، نود إعلامكم بأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد قامت بالإبلاغ عن خلل في تصنيع بعض التشغيلات للمنتج المذكور أعلاه، والمستخدم لضخ السوائل، حيث قامت الشركة المصنعة طوعاً بحسب التشغيلات التالية:

1. Gemstar pump: List Numbers: 13086, 13087, 13088.
2. Gemstar pump: List Numbers: 13000, 13100, 13150.

وذلك لأنه يتم ضخ كمية أكبر من الدواء مما يحتاج اليه المريض عندما يتم ضبط معدل التدفق أقل من 2 مل في الساعة.

علماً بأن المنتج غير مسجل في إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية بوزارة الصحة ، وإنما حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجد لديكم.

وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملى الإستشارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على الوصلة <http://www.cpd-pharma.ae> ، أو الإتصال على العناوين التالية:

هاتف: 6117391 - 02 أو 6117642 - 02 أو فاكس 6313742 - 02 أو البريد الإلكتروني: [pv@moh.gov.ae](mailto:pv@moh.gov.ae)

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص



المحترم  
المحترم  
المحترم  
المحترم  
المحترمة

• سعادة / وكيل وزارة الصحة  
• سعادة / وكيل وزارة البيئة والمياه  
• سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي  
• سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي  
• سعادة/ مديرة إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية

[www.government.ae](http://www.government.ae)



التاريخ: ٢٠١٢ / ٤ / ١٦  
الرقم: ٤٤٩ / ١٥٠١

المحترمين  
السادة الإفاضل/ مدراء المناطق الطبية  
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة  
تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية

Newport HT70 and HT70 Plus Ventilator

Model number: HT70 and HT70 Plus. K090888, K111146 .

من إنتاج شركة (Newport Medical Instruments Inc) الأمريكية

إطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة الجميع، نود إعلامكم بأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد قامت بالإبلاغ عن خلل في تصنيع بعض التشغيلات للمنتج المذكور أعلاه، والمستخدم للتنفس الصناعي ، حيث قامت الشركة المصنعة طوعاً بحسب الأرقام والتشغيلات التالية:

Model number: HT70 and HT70 Plus Power Pac battery serial number  
range: 2096134110001 to 2292048120050, Rev. C through Rev. F.

وذلك بسبب توقف بطارية الجهاز عن العمل أثناء العلاج.

علماً بأن المنتج غير مسجل في إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية بوزارة الصحة ، وإنما حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجد لديكم.

وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملى الإستشارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على الموقع <http://www.cpd-pharma.ae> ، أو الإتصال على العناوين التالية:

هاتف: 6117391 - 02 أو 6117642 - 02 أو فاكس 6313742 - 02 أو البريد الإلكتروني: [pv@moh.gov.ae](mailto:pv@moh.gov.ae)

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص



المحترم  
المحترم  
المحترم  
المحترم  
المحترمة

إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية  
نسخة:

- سعادة / وكيل وزارة الصحة
- سعادة / وكيل وزارة البيئة والمياه
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
- سعادة/ مديرة إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية

[www.government.ae](http://www.government.ae)