



السادة الأفاضل / مدراء المناطق الطبية  
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة  
تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية  
MSK 1.5T Extreme and Optima MR430s Cryogen Vent  
المصنعة من شركة (GE Healthcare.) الأمريكية

نشكر تعاونكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل مصلحة المرضى، ونود إعلامكم بأن شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية قد أصدرت تحذيرا حول استخدام الجهاز المذكور أعلاه، وذلك بسبب احتمالية انفكاك سخان المغناطيس، والتي قد تؤدي إلى تراكم الجليد داخل المغناطيس وتنفيس غاز الكربوجين إلى غرفة المغناطيس، مما تسبب في نقص الأكسجين لممارسي الرعاية الصحية المستخدمين للجهاز المذكور والمرضى الموجودين في الغرفة.

وبناءً عليه توصي شركة GE الاتصال بمندوب الشركة للتحقيق من سلامة وحدة المغناطيس ( Magnet Monitoring Unit) والكشف عن وجود أي قراءات غير طبيعية وإصلاحها. ونود التنويه بأنه يمكن استخدام المنتج لو لم يتم الإبلاغ عن أي أخطاء في وحدة المغناطيس، ولا يحتاج لاتخاذ إجراءات أخرى.

علما بأن المنتج المذكور أعلاه غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ولكن حرصا منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجد لديكم. وفي حال وجود أي أسئلة يرجى عدم التردد في الاتصال بإدارة الدواء:

هاتف: 04- 2301448 أو فاكس 04- 2301947 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

د. أمين حسين الأميري  
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص



الموقر  
..الموقر  
..المحترم  
..المحترم  
..المحترم  
..المحترم  
..المحترم  
..المحترم  
..المحترم  
..المحترم  
..المحترم

صدر بديوان عام الوزارة/الذي بتاريخ :  
نسخة ل:

معالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع  
معالي / رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة - دبي  
سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي  
سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع  
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات  
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية  
سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة  
سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية  
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة  
سعادة / مدير إدارة التمكين والامثال الصحي  
سعادة / مدير إدارة الدواء

مدير إدارة الدواء