



الرقم: ٢٠١٦/٤٢/٩
التاريخ: ٢٠١٦ - ١ - ٦

المحترمين
المحترمين

السادة الأفاضل / مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة
تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية
Chariot™ Guiding Sheath

من إنتاج شركة (Boston Scientific) الأمريكية

نشكر تعاؤنكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل مصلحة المرضى، وبالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والشركة المصنعة قد قاموا بسحب الوسيلة الطبية المذكور أعلاه عالمياً، والمستخدم لإدخال المناظير أثناء العمليات الجراحية للأوعية الدموية الطرفية، وذلك بسبب انفصال عمود المنتج أثناء إعداد المنتج أو الاستخدام، مما قد يتسبب في دخول شظايا في الأوعية الدموية للمريض، والتي يمكن أن تؤدي إلى انسداد في مجاري تدفق الدم أو يتطلب تدخل إضافي لإزالة شظايا المنتج، مما قد تؤدي إلى إصابات خطيرة كالسكتة الدماغية، تلف الكلى، تلف الأمعاء أو الأطراف.
وللمزيد من المعلومات عن سحب المنتج المذكور أعلاه يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

<http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm476781.htm>

علماً بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة وإنما حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجد لديكم.

وفي حالة وجود أي ملاحظات تخص سلامة المنتج يرجى التواصل على الأرقام التالية:
هاتف: ٢٣٠١٤٤٨ - ٠٤ أو فاكس ٢٣٠١٩٤٧ - ٠٤ أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير.

د. أمين حسين الأميركي
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والترخيص

صدر ببيان عام الوزارة/أبوظبي بتاريخ: 2015/12/
نسخة:

- معاي / وزير الصحة
- سعادة / وكيل وزارة الصحة
- سعادة / مدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
- سعادة / مدير العام لهيئة الصحة - دبي
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
- سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
- سعادة / مدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
- سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
- سعادة / مديرية إدارة الدواء

مدیر الاداره المؤلم

