



التاريخ: ٢٠١٠/٧/١٣

تعميم إداري رقم (٨٨/د) لسنة ٢٠١٠

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
المحترمين
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
المحترمين
السادة الأفاضل / مدراء الصيدليات الخاصة
المحترمين

الموضوع : تحذير من استخدام جهاز تخطيط القلب من نوع

Welch Allyn CP200 Electrocardiograph

نود أن تلفت انتباهكم إلى ما وردنا من وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MEHRA) حول استخدام جهاز تخطيط القلب من نوع Welch Allyn CP200 Electrocardiograph ، مصنع من شركة Welch Allyn Ltd Technical Services Department البريطانية ، وذلك لوجود خلل يمكن أن يؤثر على صحة المرضى المستخدم عليهم الجهاز حيث إن الجهاز يعطي نتائج خاطئة لتخطيط رسم القلب ويعمل على تداول في نتائج المرضى.


CP 200 prints a previous patient's ECG, consequently, there is a risk of patients receiving the wrong ECG report leading to misdiagnosis and incorrect treatment.

و عليه توصي الوزارة بالتوقف عن استخدام الجهاز في حال تواجد هذا الجهاز لديكم و التخاطب مع الشركة الموردة بالسرعة الممكنة لتصحيح الخلل علما بان الجهاز غير مسجل لدى وزارة الصحة. يرجى ابلاغ إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية عن وجود هذه الأجهزة و تقديم ما يفيد بالتوقف عن استخدامها و تصحيح وضعها على العنوان التالي:

في حالة وجود أي استفسار يرجى إبلاغ إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية على:

هاتف: ٦١١٧٣٩١ - ٠٢ أو ٦١١٧٣١٨ - ٠٢ أو فاكس: ٦٣١٣٧٤٢ - ٠٢ أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

إن هذا التحذير موجه إلى جميع ممارسي الرعاية الصحية لتابعة مرضاهم.


د. أمين حسين الأميري
المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص

نسخة لكل من:

معالي/ وزير الصحة
معادة / المدير العام لوزارة الصحة
معادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
معادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
معادة / المدير العام لوزارة البيئة والمياه
معادة / المدير العام لهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس
معادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
معادة /مديرة إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية

www.government.ae