


UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF HEALTH



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الصحة

التاريخ: ٢٠/٥/٢٠١٠

تعميم إداري رقم (٦١) لسنة ٢٠١٠

المحترمين
السادة الأفاضل / مدراء المناطق الطبية
المحترمين
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
المحترمين
السادة الأفاضل / مدراء الصيدليات الخاصة

الموضوع : تحذير من استخدام جهاز ضابط نبض

ZOLL E Series Defibrillator/Pacemaker/Monitors

نود أن نلفت انتباهكم إلى ما وردنا حول استخدام أجهزة ضبط النبض:

ZOLL E Series Defibrillator/Pacemaker/Monitors, BLS Model, with software versions 4.XX, 6.XX and 7.0X.

مصنعة من شركة ZOLL Medical Corporation و عنوانها:

United States 269 Mill Rd- Chelmsford Massachusetts 01824

و ذلك لوجود خلل يمكن أن يؤثر على صحة المرضى المستخدم عليهم الجهاز حيث إن الجهاز يظهر إشارة بضرورة إحداث الصدمة و لكن دون تجاوب الشاحن التلقائي

Device issued "Shock Advised" message but it failed to auto-charge the defibrillator

و عليه توصي الإدارة بالتوقف عن استخدام الجهاز و التخاطب مع للشركة الموردة بالسرعة الممكنة لتصحيح الخلل علما بان الجهاز غير مسجل لدى وزارة الصحة، كما يرجى إبلاغ إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية عن وجود هذه الأجهزة و تقديم ما يفيد بالتوقف عن استخدامها و تصحيح وضعها .

في حالة وجود أي استفسار يرجى إبلاغ إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية على:

هاتف ٠٢٦١١٧٣٩١ أو ٠٢٦١١٧٣١٨ أو فاكس ٠٢٦٣١٣٧٤٢ أو البريد الإلكتروني pv@mch.gov.ae

إن هذا التحذير موجه إلى جميع ممارسي الرعاية الصحية لمتابعة مرضاهم .

د. أمين حسين الأميري

المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص



نسخة لكل من:
معالي / وزير الصحة
سعادة / المدير العام لوزارة الصحة
سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
سعادة /مديرة إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية

www.gov.ae/minhct.ae