



MOHP17005369_O

التاريخ: 25 / 5 / 2017م

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية

V60 ventilator

من إنتاج الشركة البريطانية Philips Respironics

انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة الجميع، وبالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA)، قد أصدرت تحذيراً بعدم استخدام البرنامج التشغيلي للوسيلة الطبية المذكورة أعلاه، والمستخدمه كجهاز للتنفس الصناعي، وذلك لأن البرنامج الخاطي قد يتسبب في حدوث انذار كاذب، مما يؤدي الى توقف مفاجئ للجهاز أثناء العمل.
وعليه توصي (MHRA) بالتالي:

- التوقف عن استخدام البرنامج التشغيلي رقم 2.20 والتي تم تحديثه فيما بين شهر ابريل 2016 ويناير 2017 ويحمل الرقم: Philips's FSN 86600036A
 - التأكد من استخدام البرنامج الصحيح وهو: 2.10
- المزيد من المعلومات عن التحذير يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

<https://www.gov.uk/drug-device-alerts/v60-ventilator-potential-for-unexpected-shutdown>

علماً بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وإنما حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجد لديكم.
وفي حال وجود أي استفسار يرجى الاتصال على العناوين التالية:

هاتف: 2301448-04 أو فاكس 2301947-04 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص



صدر بيديان عام الوزارة، بتاريخ 25 / 5 / 2017م

نسخة لـ:

- معالى / وزير الصحة ووقاية المجتمع
- معالى / رئيس مجلس ادارة هيئة الصحة - دبي
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - ابو ظبي
- سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
- سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
- سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
- سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
- سعادة / مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي
- سعادة / مدير إدارة الدواء

مدير إدارة الدواء