



MOHP17002219\_0

التاريخ: 2022/3/17

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية  
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة  
تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية

Vivid E95/E90/E80 with software version 201, revision 54.0 and 61.0.

Vivid S70/S60 with software version 201, revision 55.0 and 63.0.

Vivid S70N/S60N with software version 201, revision 63.0.

من انتاج شركة (GE Healthcare.) الأمريكية

نشكر تعاونكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل مصلحة المرضى، ونود إعلامكم بأن شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية قد أصدرت تحذيراً حول استخدام الوسائل الطبية المذكورة أعلاه، والتي تستخدم كأنظمة الموجات فوق الصوتية، وذلك بسبب خلل قد يؤدي إلى اظهار معلومات غير صحيحة عن المريض على الشاشة أثناء الفحص، و إذا لم يتم اكتشاف ذلك من قبل ممارسي الرعاية الصحية، سيتم تخزين صور المريض الفعلي تحت مريض آخر وبالتالي يؤدي الى التشخيص الغير صحيح.

حيث ستقوم الشركة المصنعة بإصلاح المشكلة مجاناً لجميع هذه الأجهزة المتأثرة لمنع حدوث مثل هذا الخلل. علماً بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء ولكن حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.

وفي حال وجود أي أسئلة يرجى عدم التردد في الاتصال بإدارة الدواء على العناوين التالية:

هاتف: 04- 2301448 أو فاكس 04- 2301947 أو البريد الإلكتروني: [pv@moh.gov.ae](mailto:pv@moh.gov.ae)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتفويضات



صدر بديوان عام الوزارة/دبي بتاريخ 2022/3/17 نسخة لـ:

معالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع  
معالي / رئيس مجلس ادارة هيئة الصحة - دبي  
سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي  
سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع  
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات  
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية  
سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة  
سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية  
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة  
سعادة / مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي  
سعادة / مدير إدارة الدواء  
-----  
مدير ادارة الدواء