



التاريخ: ٢٠١٤ / ٧ / ٢  
الرقم: ٦٤٦ / ١

المحترمين  
المحترمين

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية  
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة  
تحية طبية وبعد ،،،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية

**Single-width Airway Module E-miniC and Extension Modules N-FC, N-FCREC**

**المصنعة من شركة (GE Healthcare.) الأمريكية**

نشكر تعاونكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل مصلحة المرضى، ونود إعلامكم بأن شركة جنرال إنتركرك للرعاية الصحية قد أصدرت تحذيرا حول استخدام الأجهزة المذكورة أعلاه، والتي تستخدم لرصد ثاني أكسيد الكربون CO2 ومعدل التنفس في المرضى بالمستشفيات، وذلك بسبب قياس قراءات منخفضة وغير صحيحة لثاني أكسيد الكربون في مجرى الهواء، مما قد يؤدي الى اتخاذ قرارات سريرية غير صحيحة للمرضى. وعليه أوصت الشركة المصنعة بممارسي الرعاية الصحية معايرة الأجهزة قبل الاستخدام وإذا كانت قراءة CO2 خارج النطاق يجب الإتصال بمندوب الشركة لتصحيح المشكلة.

1. Single-width Airway Module E-miniC  
Serial Numbers: 6818561 to 6898777
2. Extension Modules N-FC & N-FCREC  
Serial Numbers: 6799191 to 6905206

علما بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة و لكن حرصا منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.

وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملئ الإستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على الموقع -

<http://www.cpd-pharma.ae> ، أو الإتصال على العناوين التالية:

هاتف: 6117391 - 02 أو 6117642 - 02 أو فاكس 6313742-02 أو البريد الإلكتروني: [pv@moh.gov.ae](mailto:pv@moh.gov.ae)

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص



نسخة ل:

- سعادة / وكيل وزارة الصحة
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز ولعيادات الصحة
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
- سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة المحترم
- سعادة/ مديرة إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية

مديرة إدارة الدواء