



MOHP17004024_O

التاريخ: 30 - 4 - 2017

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية
BD Plastipak Syringe, Catheter tip with Luer slip adaptor 100ml
Catallouge Number: 300605
من إنتاج شركة (BD Medical) البريطانية

انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة الجميع، و بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن الوكالة الأوروبية للأدوية قد قامت بسحب المنتج المذكور أعلاه وذلك بسبب تسرب سداة المنتج والذي قد يؤدي الى تأخير او انخفاض الجرعة التي يتناولها المريض أو قد يتسبب في تعريض الأطباء او المرضى للدواء..
وللمزيد من المعلومات عن هذا التحذير يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

<https://www.gov.uk/drug-device-alerts/bd-plastipak-100ml-catheter-tip-syringe-with-luer-slip-adaptor-specific-lots-risk-of-leakage-and-delayed-therapy>

علماً بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وإنما حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.

وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملئ الاستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على الموقع <http://www.cpd-pharma.ae> ، أو الاتصال على العناوين التالية:

هاتف: 04- 2301448 أو فاكس 04- 2301947 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

د. أمين حسين الأميري
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

صدر بيدها علم الوزارة/ دبي بتاريخ 30-4-2017
نسخة لـ:

معالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع
معالي / رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة - دبي
سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
سعادة / مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي
سعادة / مدير إدارة النواء

مدير إدارة الدواء



dt



1. Home (<https://www.gov.uk/>)
2. Alerts and recalls for drugs and medical devices (<https://www.gov.uk/drug-device-alerts>)

BD Plastipak 100ml catheter tip syringe with Luer slip adaptor, specific lots – risk of leakage and delayed therapy

From: Medicines and Healthcare products Regulatory Agency
(<https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency>)

Published: 24 April 2017

Issued: 24 April 2017

Alert type: Medical device alert (https://www.gov.uk/drug-device-alerts?alert_type%5B%5D=devices)

Medical specialism: Anaesthetics (https://www.gov.uk/drug-device-alerts?medical_specialism%5B%5D=anaesthetics), Care home staff (https://www.gov.uk/drug-device-alerts?medical_specialism%5B%5D=care-home-staff), Dentistry (https://www.gov.uk/drug-device-alerts?medical_specialism%5B%5D=dentistry), General practice (https://www.gov.uk/drug-device-alerts?medical_specialism%5B%5D=general-practice), General surgery (https://www.gov.uk/drug-device-alerts?medical_specialism%5B%5D=general-surgery), Haematology and oncology (https://www.gov.uk/drug-device-alerts?medical_specialism%5B%5D=haematology-oncology), Paediatrics (https://www.gov.uk/drug-device-alerts?medical_specialism%5B%5D=paediatrics), and Theatre practitioners (https://www.gov.uk/drug-device-alerts?medical_specialism%5B%5D=theatre-practitioners)

Manufactured by Becton Dickinson (BD) – product recall due to leak around the stopper which can result in under-dose or exposure of clinicians or patients to cytotoxic drugs.

1. Action
 1. Action by
 2. Deadlines for actions
 3. Device details
2. Manufacturer contacts
3. Distribution
 1. Trusts (NHS boards in Scotland)
 2. NHS England area teams
 3. Social services
 4. Independent distribution
4. Enquiries
 1. England